

We beginnen met het isoleren van PSI. Dit doen we in 2 stappen:

- ① Thylakoid isolation
- ② Sucrose gradient

Voor Stap 1 hebben we de volgende buffers nodig:

B1 (1 liter)

0.4 M sorbitol	72.89 g
5 mM $MgCl_2$ (0.5 M)	5 mL
20 mM Tricine/KOH pH 7.8 (0.5 M)	40 mL
5 mM EDTA (0.5 M)	10 mL
0.2 mM Benzimidazole (0.1 M)	2 mL
1 mM acido amino caproic acid (0.5 M)	2 mL

+
941 mL
water

B2 (0.5 Liter)

20 mM Tricine pH 7.8 (0.5 M)	20 mL
0.15 M sorbitol	13.66 g
5 mM $MgCl_2$ (1 M)	2.5 mL
0.2 mM Benzimidazole (0.1 M)	1 mL
1 mM acido amino caproic acid (0.5 M)	1 mL
2.5 mM EDTA (0.5 M)	2.5 mL

+
487 mL
water

B3 (0.6 Liter)

15 mM NaCl (2 M)	4.5 mL
5 mM $MgCl_2$ (1 M)	3 mL
20 mM HEPES pH 7.5 (1 M)	12 mL

+
580.5 mL
water

B4 (100 mL)

0.4 M sorbitol	7.2868 g
15 mM NaCl (2 M)	0.95 mL
5 mM $MgCl_2$ (1 M)	0.5 mL
10 mM HEPES pH 7.5 (1 M)	1 mL

+
92.75 mL
water

Voor Stap 2

Sucrose solution (50 mL)

0.5 M sucrose	8.557 g
20 mM HEPES pH 7.5	1 mL
0.06% α -DM	0.03 g

Solution 1 (50 mL)

10 mM HEPES pH 7.5	0.5 mL
8 mM GDTA	0.073 g

Solution 2 (50 mL)

10 mM HEPES pH 7.5	0.5 mL
--------------------	--------

Solution 3 (50 mL)

10 mM HEPES pH 7.5	0.5 mL
1.2% α -DM	0.6 g